

Qualitätssicherung der Hygiene in der Endoskopie und Umsetzung der Qualitätsrichtlinie Koloskopie nach §135 Abs.2 SGB V - Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Tabelle zum Befundbericht

Untersuchte Ärzte	LANR	BSNR	Nachname	Vorname	Adresse
1.					
2.					
3.					
4.					

Tag der Probenahme	
Uhrzeit der Probenahme/Praxis	
Uhrzeit der Verarbeitung/Labor	

Lfd. Nummer	Endoskopart	Endoskophersteller	Gerätenummer

Lfd. Nummer	Abnahmestelle	Gesamt-Keimzahl 1ml	Membranfiltration 10ml		Beurteilung
			Keimdifferenzierung	Keimmenge	
	Distalende (Abstrich)				
	Albaranhebel (Abstrich)				
	Instrumentier-Kanal				
	Luft/Wasser-Kanal				

Lfd. Nummer	Abnahmestelle	Gesamt-Keimzahl 1ml	Membranfiltration 10ml		Beurteilung
			Keimdifferenzierung	Keimmenge	
	Distalende (Abstrich)				
	Albaranhebel (Abstrich)				
	Instrumentier-Kanal				
	Luft/Wasser-Kanal				

Lfd. Nummer	Nur einmal pro Endoskophersteller:				
	Optikspülsystem (Flasche, Schlauch, Wasser)				

Keimmenge: sehr wenig = 1-5, wenig = 6-10, mäßig viel = 11-20, viel = 21-50, sehr viel = >50 Kolonie-bildende Einheiten (KBE)